

FocusLink 3D

Codice documento IUFL3D01-IT

Revisione Rev. 0 del 24.09.2026

Modello FL3D-01



01 Cos'è FocusLink 3D

FocusLink 3D è il supporto fisico che collega lo studio alle pagine degli esercizi Focus3D. È composto da una Station da tavolo e da cinque card, una per area di lavoro. Dentro ogni card c'è un tag NFC collegato alla pagina di quel programma.

i FocusLink 3D non contiene gli esercizi: è il punto di accesso fisico che permette di raggiungerli. Gli esercizi stanno sulle pagine del sito, e restano le stesse pagine anche quando un programma viene aggiornato.

02 Cosa c'è nella confezione

- 1 FocusLink Station, il supporto da tavolo con chiusura magnetica
- 5 FocusLink Cards con tag NFC: 01 Mobilità mano e polso · 02 Rinforzo della mano · 03 Rinforzo del polso · 04 Neurodinamica arto superiore · 05 Stabilità scapolare
- La presente guida d'uso

03 Come si usa

- Scegli la card dell'area su cui vuoi lavorare.
- Avvicina il telefono alla card e tienilo fermo un secondo.
- Il telefono mostra una notifica: toccala e si apre la pagina di quel programma.
- Da lì si scelgono gli esercizi, si stampa il foglio o si manda il link.



Non c'è niente da installare e niente da digitare. Serve però una connessione a internet: la card apre un indirizzo, non porta con sé i contenuti.

04 Se il telefono non legge la card

- Controlla che l'NFC sia attivo nelle impostazioni del telefono.
- L'antenna NFC si trova in un punto preciso del telefono, in genere nella metà alta del dorso: prova ad appoggiare quella zona sulla card.
- Togli le cover molto spesse o con placche metalliche.
- Su molti telefoni la lettura funziona solo a schermo acceso e sbloccato.

Se non funziona lo stesso, le stesse pagine si raggiungono dal sito, nella sezione Esercizi.

05 Dove tenerlo e come pulirlo

La Station tiene le cinque card in ordine sul tavolo, le trattiene con i magneti quando la si sposta e permette di tenerne una in piedi mentre la si sta usando.

Pulire con un panno umido. Non piegare le card e non forarle: il tag sta al loro interno. Tenere lontano da fonti di calore dirette e dai raggi solari.

06 Avvertenze

FocusLink 3D non è classificato come dispositivo medico né come giocattolo, e non è uno strumento con cui si eseguono esercizi: è il supporto che collega le pagine degli esercizi a un oggetto. I contenuti a cui rimanda hanno finalità informative e non sostituiscono la valutazione di un professionista sanitario sul caso specifico.

La Station ha una chiusura magnetica: tenerla lontana da carte magnetiche e da apparecchi sensibili ai campi magnetici.

Tenere l'imballo, la Station e le card fuori dalla portata di bambini e animali.

